



## Datos del cliente

|            |                                                        |         |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Nombre:    | Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S | NIT:    | 9003418572                            |
| Sede:      | Almacentro                                             | Ciudad: | Medellín                              |
| Dirección: | Cr 43A # 34-95 Piso 10 Torre Norte                     | Email:  | ingenieria.biomedica.adilab@gmail.com |

## Datos del equipo

|            |                        |             |             |
|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Nombre:    | Micropipeta 0.1 - 1 mL | ID cliente: | No registra |
| Tipo:      | Monocanal 0.1 - 1 mL   | Serie:      | No registra |
| Marca:     | Pipette p              | Modelo:     | No registra |
| Ubicación: | Vacunación             | Accesorios: | N/A         |

## Servicio realizado

|                  |                          |                        |            |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Tipo:            | Mantenimiento preventivo | Orden de servicio:     | G-502-26   |
| Profesional:     | Juliana Agudelo          | N° de informe:         | 3398       |
| Fecha ejecución: | 2026-06-24               | Próximo mantenimiento: | 2026-09-11 |

## Observaciones

La pipeta se recibe sin novedad aparente

Lista de chequeo

| Ítem                                          | Categoría  | Resultado | Observación |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Revisión del estado general del equipo        | Inspección | OK        | —           |
| Pantalla de volumen legible                   | Inspección | OK        | —           |
| Boton de pipeteo sin desgaste excesivo        | Inspección | OK        | —           |
| Eyector de puntas funcional                   | Inspección | OK        | —           |
| Cono porta-punta sin deformaciones            | Inspección | OK        | —           |
| Movimiento del pistón suave y continuo        | Inspección | OK        | —           |
| Desarme controlado del cono y sistema interno | Inspección | OK        | —           |
| Inspección del pistón, resortes y sellos      | Inspección | OK        | —           |
| Limpieza y descontaminación interna           | Limpieza   | OK        | —           |
| Secado antes de ensamblaje                    | Limpieza   | OK        | —           |
| Lubricación                                   | Otro       | OK        | —           |
| Verificación de movilidad posterior           | Mecánico   | OK        | —           |

Conclusión

La pipeta funciona bien

Evidencia fotográfica



*Juliana Agudelo R*

Firma del profesional que ejecuta  
Juliana Agudelo

*Sebastián Restrepo*

Firma del profesional que aprueba  
Sebastián Restrepo

\_\_\_\_\_

Firma de quien recibe a satisfacción  
Adilab Ayudas Diagnósticas y Laboratorio  
Clínico S.A.S